

## ALIMENTO COMPLEMENTARE PER CANE E GATTO

### COMPOSIZIONE

Oli e grassi vegetali raffinati (Mais), Acidi grassi esterificati con glicerolo (Caprico e Caprilico) (19,44%), Pirofosfato di Sodio, Lievito di birra, Proteine animali idrolizzate (pollo), Farina (di semi) di Soia, Proteine animali idrolizzate (pesce), Cloruro di sodio, Oli e grassi vegetali raffinati (Girasole), Destrosio, Olio di pesce (2,44%), Prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe (Echinacea radice), Semi di cardo mariano in polvere, Prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe (Tarassaco radice), Glicole propilenico.

### ADDITIVI PER kg DI ALIMENTO COMPLEMENTARE

#### Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:

Vitamina A (Palmitato di retinile)	294'400 U.I.
Vitamina D <sub>3</sub> (Colecalciferolo)	20'450 U.I.
Taurina	10'234,94 mg
L-carnitina	5'117,47 mg
Vitamina E	
(tutto-rac-alfa-tocoferile acetato)	2'046,90 mg
Niacinamide	1'649,69 mg
Vitamina B <sub>1</sub> (Tiamina cloridrato)	409,39 mg
Vitamina B <sub>6</sub> (Piridossina cloridrato)	409,39 mg
Vitamina B <sub>2</sub> (Riboflavina-5'-Fosfato estere sale monosodico)	368 mg
Vitamina B <sub>12</sub> (Cianocobalamina)	15,35 mg
Calcio D-pantotenato	276,34 mg
Biotina	10,23 mg

#### Composti di oligoelementi:

Carbonato di ferro (II) (siderite)	625,29 mg (Fe 301,38 mg)
Ossido di zinco	511,39 mg (Zn 410,64 mg)
Solfato di rame(II) pentaidrato	102,28 mg (Cu 26,08 mg)
Solfato manganoso, monoidrato	77,64 mg (Mn 25,23 mg)
Ioduro di potassio	20,55 mg (I 15,70 mg)
Selenito di sodio	3,72 mg (Se 1,70 mg)

#### Aminoacidi:

Monocloridrato di L-lisina, tecnicamente pura	5'117,47 mg
DL-Metionina, tecnicamente pura	5'117,47 mg

#### Antiossidanti

COMPONENTI ANALITICI E RELATIVI TENORI	
Proteina grezza	3,36%
Fibre grezze	0,20%
Grassi grezzi	86,58%
Ceneri grezze	6,01%
Ceneri insolubili in acido cloridrico	4,00%

#### AVVERTENZE

Non è consentito l'uso contemporaneo di Vitamina D<sub>2</sub>.

**Contenuto netto 220 ml**

FORMEVET S.r.l.

Via Savona, 97 - 20144 Milano

www.formevet.com - vetline@formevet.it

Officina di produzione con numero di riconoscimento α-IT000061BG del 08/08/01



# korrektor®

## RECUPERO

Per il recupero della forma fisica di cani e gatti in convalescenza, dopo la gravidanza, l'allattamento, l'attività sportiva e nei soggetti anziani



# korrektor®

## RECUPERO

È un alimento complementare per cane e gatto a base di acidi grassi, sostanze naturali, vitamine e aminoacidi, ideale per far fronte agli aumentati fabbisogni nutritivi in conseguenza di mutate condizioni fisiologiche e in tutte le situazioni in cui è necessario un apporto supplementare di energia, aminoacidi, minerali, vitamine e antiossidanti. Il profilo lipidico, grazie all'apporto di trigliceridi a catena media e lunga e di olio di pesce (fonte di omega-3: 3 ml = 25,64 mg; 6 ml = 51,28 mg; 9 ml = 76,93 mg; 10 ml = 85,48 mg; 20 ml = 170,96 mg), assicura un equilibrio corretto per il particolare metabolismo energetico e per la salute e il benessere del cane e del gatto. Gli aminoacidi forniscono gli elementi essenziali per la riparazione del tessuto muscolare. Gli antiossidanti presenti negli estratti naturali e le vitamine riducono i danni tissutali e favoriscono i processi riparativi.

#### INDICAZIONI

Korrektor Recupero, grazie alla specificità della sua formula, alla sua appetibilità e alla facilità di somministrazione, è indicato in particolare:

- per la preparazione del cane atleta e per mantenerlo in condizioni ottimali;
- per il ripristino di una perfetta forma fisica dopo intensa attività sportiva;
- come ricostituente durante la convalescenza dopo malattie, interventi chirurgici, situazioni di stress;
- a supporto del carente metabolismo negli animali anziani;
- a sostegno della forma fisica di madri durante l'allattamento;
- in casi di inappetenza e scarsa assunzione di cibo.

#### ISTRUZIONI PER L'USO:

##### AGITARE PRIMA DELL'USO

Riempire, secondo le quantità consigliate, 1 o più cucchiaini/cucchiai con Korrektor Recupero e versarli nella ciotola del cane o del gatto mescolandoli con cura al cibo in essa contenuto. Per la sua gradevolezza Korrektor Recupero può essere somministrato direttamente in bocca.

#### QUANTITÀ CONSIGLIATE:

soggetto	ml/die	n. cucchiaini da tè (1=3 ml)	n. cucchiaini da tavola (1=10 ml)
cucciolo di cane	3-9	min 1 max 3	-
cane di piccola taglia (1-10 kg)	3-6	min 1 max 2	-
cane di media taglia (11-25 kg)	6-10	min 2	max 1
cane di grossa taglia (> 25 kg)	10-20	-	min 1 max 2
gatto e gattino	3	1	-

#### MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale. Conservare l'astuccio. Conservare in luogo fresco e asciutto. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

P/0920

Da consumarsi preferibilmente entro:  
Lotto n°

# korrektor®

## RECUPERO



# korrektor®

## RECUPERO

Per il recupero della forma fisica di cani e gatti in convalescenza, dopo la gravidanza, l'allattamento, l'attività sportiva e nei soggetti anziani



A900541956