



# korrektor® SEDA

## ALIMENTO COMPLEMENTARE PER CANE E GATTO

### COMPOSIZIONE

Oli e grassi vegetali raffinati (Girasole), Acidi grassi esterificati con glicerolo (Caprico e Caprilico), Pirofosfato di Sodio, Lievito di birra, Proteine animali idrolizzate (pollo), Farina (di semi) di Soia, Proteine animali idrolizzate (pesce), Cloruro di sodio, Olio di pesce (2,48%), Acido  $\gamma$ -aminobutirrico, Prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe (Biancospino fiori e foglie macinati, Melissa foglie macinate, Camomilla fiori macinati, Luppolo fiori macinati, Valeriana radice macinata, Boldo foglie macinate), Menta foglie in polvere.

### ADDITIVI PER kg DI ALIMENTO COMPLEMENTARE

**Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:**

Niacinamide 20'295,94 mg

Vitamina B<sub>6</sub> (Piridossina cloridrato) 8'998,2 mg

Vitamina B<sub>9</sub> (Riboflavina-5'-Fosfato sale monosodico) 1'608 mg

Taurina 8'020,2 mg

Vitamina E (Tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) 499,9 mg

Biotina 3,999 mg

**Composti di oligoelementi:**

Ossido di zinco 298 mg (Zn 239,29 mg)

Selenito di sodio 22 mg (Se 10,05 mg)

**Aminoacidi:**

DL-metionina, tecnicamente pura 30'005 mg

Monocloridrato di L-lisina, tecnicamente pura 17'697 mg

L-triptofano 5'010 mg

**COMPONENTI ANALITICI E RELATIVI TENORI**

Proteina grezza 10,41%

Fibre grezze 1,51%

Grassi grezzi 79,64%

Ceneri grezze 4,53%

Ceneri insolubili in acido cloridrico 2,70%

**Contenuto netto 160 ml**

FORMEVET S.r.l.

Via Savona, 97 - 20144 Milano

www.formevet.com - vetline@formevet.it

Officina di produzione con numero di riconoscimento  $\alpha$ -IT000061BG del 08/08/01



grande appetibilità

# korrektor®

## SEDA

Azione distensiva e rilassante per cani e gatti



# korrektor® SEDA

### INDICAZIONI

Korrektor Seda è un alimento complementare per cani e gatti contenente:

- Valeriana, Biancospino, Luppolo, Camomilla e Melissa note per la loro attività distensiva e rilassante;
- Menta, Camomilla, Melissa riconosciute per le loro attività antispasmodiche a carico della muscolatura liscia dell'apparato digerente.
- Olio di pesce, fonte di Omega-3 (l'apporto di Omega-3 corrisponde a: 3 ml = 22,36 mg - 6 ml = 44,72 mg - 9 ml = 67,08 mg).

Korrektor Seda è di supporto al mantenimento della serenità e tranquillità del cane e del gatto, in caso di:

- separazione (permanenza in pensione, in appartamento, ecc.);
- rumore (tuoni, traffico intenso, fuochi d'artificio, ecc.);
- inquietudine (con danneggiamento di oggetti o "cane scavatore");
- solitudine protratta con abbaio/miagolio continuo;
- ipercinesii;
- turbe della senilità;
- iperaggressività;
- viaggi di lunga durata.

### ISTRUZIONI PER L'USO:

#### AGITARE PRIMA DELL'USO

Korrektor Seda va agitato accuratamente prima dell'uso. Una parte del flacone è stata lasciata appositamente libera affinché lo scuotimento possa garantire l'ottimale miscibilità dei suoi componenti.

#### QUANTITÀ CONSIGLIATE:

Soggetto	N. di cucchiaini da caffè (1=3 ml)	Numero di volte al giorno
Cucciolo e cane di piccola taglia (1-10 kg)	1 (= 3 ml)	2-3
Cani di media taglia (11-25 kg)	2 (= 6 ml)	2-3
Cani di grossa taglia (>25 kg)	3 (= 9 ml)	2-3
Gatto (gattino e gatto adulto)	1 (= 3 ml)	1-2

Si consiglia l'integrazione quotidiana con Korrektor Seda fino al raggiungimento dell'effetto desiderato; in caso di viaggi, permanenza in pensione, ecc. a partire da 2-3 settimane prima.

#### MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale. Conservare l'astuccio. Conservare in luogo fresco e asciutto. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.



grande appetibilità

# korrektor®

## SEDA

Azione distensiva e rilassante per cani e gatti



Da consumarsi preferibilmente entro:  
Lotto n°

# korrektor® SEDA

Q/0721

**Flacone:** PVC 3 - **Etichetta\*:** \*le etichette vengono sempre smaltite con il contenitore - Raccolta plastica

**Astuccio:** PAP21 - Raccolta carta

**Tappo:** ALU 41 - Raccolta metalli

Verifica le disposizioni del tuo comune



8 033638 271315



A901188351

